

ARMFIT+ MONITOR MISURATORE DI PRESSIONE CON ECG



ARMFIT+ MONITOR MISURATORE DI PRESSIONE CON ECG Armfit+ è utilizzabile per monitorare, misurare, visualizzare, revisionare e memorizzare in tempo reale le variazioni dell'ECG e della pressione arteriosa, a casa o in una struttura sanitaria. L'ECG può essere registrato solo senza cavo. La connettività Bluetooth wireless incorporata consente di condividere le misurazioni su cellulare e tablet. Fornito con un bracciale per adulti, cavo di ricarica, guida rapida e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE.

Misurazioni pressione arteriosa Tecnologia: Metodo oscillometrico Intervallo misurazione pressione: 0-300 mmHg Accuratezza: ± 3 mmHg Intervallo polso: 40-200 /min Accuratezza polso: ± 2 /min Accuratezza clinica: Conforme IEC80601-2-30 Registrosi pressione: 50 Registrazione ECG Tipo derivazioni: Elettrodi ECG integrati Set derivazioni: I, II, Precordiale Misurazione ECG: 30s di registrazione Intervallo frequenza cardiaca: 30-250/min ± 2 /min Registrosi ECG: 10 Dispositivo Dimensioni - peso (apparecchio): 135×45×20 mm - 240 g Dimensioni bracciale: Bracciale adulti: 22-42cm Wireless: Bluetooth 4.0 incorporato Ingresso ricarica: Micro USB, 5VCC Tipo batteria: Ricaricabile, polimeri di litio Autonomia batteria: 500 misurazioni Tempo di ricarica: 2 ore Classificazioni Protezione: Tipo BF Resistenza a polvere/acqua: IP22 Norme: EN 60601-1-2