

PULSOXIMETRO DA DITO A COLORI OXY-PED - pediatrico



Simile al modello OXY-6 ma progettato per dare i migliori risultati in campo pediatrico. L'apertura è strutturata per le dita 8/16 mm; è dotato di due batterie ricaricabili e un ricarica batterie USB.

• Pulsazioni - Range: 30-240 bpm - Precisione: ± 2 bpm (2%) - Risoluzione: 1bpm • SpO2 - Gamma: 35% -99% - Precisione: - $\pm 2\%$ (75-99%) - $\pm 3\%$ (50-75%) - Risoluzione: 1% • Indice perfusione - Gamma: 0-20% - Precisione: - $\pm 0.1\%$ (0,2-2%) - $\pm 0.2\%$ (2-10%) - Risoluzione: 0,1% • Allarme: SpO2: limite inferiore del 90% • Frequenza cardiaca: bassa: 50 bpm - alto > 120 bpm • Alimentazione: 3,6V batterie ricaricabili • Norme: IEC 60601-1-2 Classe II