

PULSOXIMETRO DA DITO A COLORI OXY-6



Permette di rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente (dito 10-22 mm) in ambiente ospedaliero o in ambulatorio.

Caratteristiche principali:

Rilevazione SpO2 e battito - istogramma del battito - calcolo indice di perfusione.

L'indice di perfusione è un valore numerico che indica l'intensità della pulsazione nel punto in cui viene posizionato il sensore. È un valore relativo che varia da paziente a paziente ed in base alla zona in cui viene posto il sensore - grande precisione e ripetibilità dei risultati: i dispositivi sono prodotti da Gima (in stabilimenti in R.P.C.) sotto controlli di qualità rigorosi garantiti da un ente certificatore italiano (CE 0476 CERMET) - precisione sin dalla prima lettura in pochi secondi grazie ad un unico sistema di filtro dei disturbi - grande stabilità durante la misurazione (piegamento del dito, morbo di Parkinson, movimenti delle mani, pressione del pulsante) - allarmi visivi ed acustici - accensione e spegnimento automatico (se il dito non è inserito) - indicatore di carica in esaurimento - manuale in 8 lingue (GB, FR,

IT, ES, DE, GR, PT, AR) - 30 ore di funzionamento con le batterie cariche - fornito in valigetta di plastica con batterie e astuccio - display orientabile in 4 direzioni

Facile da utilizzare, basta inserire il dito per ottenere risultati in pochi secondi. Il design ergonomico e leggero lo rende ideale per uso domestico, ambulatoriale e sportivo, offrendo praticità e comfort durante ogni rilevazione.

FAQ - Domande e Risposte

Come si utilizza il pulsossimetro?

Basta inserire il dito nel sensore per ottenere la misurazione.

Cosa misura?

Saturazione di ossigeno (SpO₂) e frequenza cardiaca.

È adatto per uso domestico?

Sì, è semplice e intuitivo da utilizzare.

È preciso?

Sì, offre misurazioni affidabili in pochi secondi.

Si spegne automaticamente?

Sì, per ottimizzare il consumo delle batterie.

Pulsossimetro da dito OXY-6 a colori per misurazione SpO₂ e frequenza cardiaca.

Compatto, preciso e facile da usare per casa, sport e ambulatorio.

- Pulsazioni: - campo: 30-240 bpm - precisione: ± 2 bpm (2%) - risoluzione: 1bpm
- SpO₂: - campo: 35%-99% - precisione: $\pm 2\%$ (75-99%)/ $\pm 3\%$ (50-75%) - risoluzione: 1%
- Indice di perfusione: - campo: 0-20% - precisione: $\pm 0.1\%$ (0.2-2%)/ $\pm 0.2\%$ (2-10%) - risoluzione: 0,1%
- Allarme: SpO₂: limite inferiore 90% • Allarme pulsazioni: basso: < 50 bpm - alto> 120 bpm
- Alimentazione: 1.5V (AAA) batterie alcaline x 2
- Norme: IEC 60601-1-2 Classe II
- Display LCD: saturazione ossigeno, battito, indicazione livello batteria
- Dimensione: 6.6 x 3.6 x 3.3 cm
- Peso: 60 g comprese le batterie
- Produzione italiana (fabbricato in P.R.C.)