

PULSOXIMETRO DA DITO A COLORI OXY-6



Permette di rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente (dito 10-22 mm) in ambiente ospedaliero o in ambulatorio. Caratteristiche principali: - rilevazione SpO2 e battito - istogramma del battito - calcolo indice di perfusione. L'indice di perfusione è un valore numerico che indica l'intensità della pulsazione nel punto in cui viene posizionato il sensore. È un valore relativo che varia da paziente a paziente ed in base alla zona in cui viene posto il sensore - grande precisione e ripetibilità dei risultati: i dispositivi sono prodotti da Gima (in stabilimenti in R.P.C.) sotto controlli di qualità rigorosi garantiti da un ente certificatore italiano (CE 0476 CERMET) - precisione sin dalla prima lettura in pochi secondi grazie ad un unico sistema di filtro dei disturbi - grande stabilità durante la misurazione (piegamento del dito, morbo di Parkinson, movimenti delle mani, pressione del pulsante) - allarmi visivi ed acustici - accensione e spegnimento automatico (se il dito non è inserito) - indicatore di carica in esaurimento - manuale in 8 lingue (GB, FR, IT, ES, DE, GR, PT, AR) - 30 ore di funzionamento con le batterie cariche - fornito in valigetta di plastica con batterie e astuccio - display orientabile in 4 direzioni

• Pulsazioni: - campo: 30-240 bpm - precisione: ± 2 bpm (2%) - risoluzione: 1bpm • SpO2: - campo: 35%-99% - precisione: $\pm 2\%$ (75-99%)/ $\pm 3\%$ (50-75%) - risoluzione: 1% • Indice di perfusione: - campo: 0-20% - precisione: $\pm 0.1\%$ (0.2-2%)/ $\pm 0.2\%$ (2-10%) - risoluzione: 0,1% • Allarme: SpO2: limite inferiore 90% • Allarme pulsazioni: basso: 50 bpm - alto > 120 bpm • Alimentazione: 1.5V

(AAA) batterie alkaline x 2 • Norme: IEC 60601-1-2 Classe II • Display LCD: saturazione ossigeno, battito, indicazione livello batteria • Dimensione: 6.6 x 3.6 x 3.3 cm • Peso: 60 g comprese le batterie • Produzione italiana (fabbricato in P.R.C.)