

PULSOXIMETRO DA POLSO - con software



Un pulsoximetro piccolo e leggero per misurazioni domestiche e cliniche a lungo termine o per l'uso in ambito sportivo. Monitoraggio confortevole, può essere allacciato al polso del paziente come se fosse un orologio e utilizzato per misurare l'SpO2 e le pulsazioni. - allarme acustico e visivo con limiti di allarme regolabili - visualizza l'andamento grafico di SpO2 e pulsazioni - modalità di archiviazione selezionabile: 1 gruppo/1s, 1 gruppo/4s, e 1 gruppo/8s - fino a 500 ore di memorizzazione dei dati SpO2 e frequenza polso in formato (1 gruppo/8s) - impostazione orologio e di visualizzazione della data - software per scaricare e archiviare le misurazioni sul PC incluso - sensore dito rimovibile - non adatto all'uso pediatrico