

PULSOXIMETRO DA POLSO - con software



PULSOXIMETRO DA POLSO - con software

Un pulsossimetro piccolo e leggero per misurazioni domestiche e cliniche a lungo termine o per l'uso in ambito sportivo. Monitoraggio confortevole, può essere allacciato al polso del paziente come se fosse un orologio e utilizzato per misurare l'SpO₂ e le pulsazioni. - allarme acustico e visivo con limiti di allarme regolabili - visualizza l'andamento grafico di SpO₂ e pulsazioni - modalità di archiviazione selezionabile: 1 gruppo/1s, 1 gruppo/4s, e 1 gruppo/8s - fino a 500 ore di memorizzazione dei dati SpO₂ e frequenza polso in formato (1 gruppo/8s) - impostazione orologio e di visualizzazione della data - software per scaricare e archiviare le misurazioni sul PC incluso - sensore dito rimovibile - non adatto all'uso pediatrico

Caratteristiche principali:

Misurazione SpO₂ e frequenza cardiaca

Design da polso per monitoraggio continuo

Sensore a dito collegato per rilevazioni precise

Memoria interna per registrazione dati
Software incluso per analisi e archiviazione su PC
Display chiaro e facilmente leggibile
Ideale per uso clinico, domiciliare e sportivo

FAQ - Domande e Risposte

Il dispositivo è adatto per uso continuo?

Sì, è progettato per monitoraggi prolungati, anche notturni.

Cosa misura esattamente?

Saturazione di ossigeno nel sangue (SpO₂) e frequenza cardiaca.

È possibile scaricare i dati?

Sì, tramite software incluso e collegamento al PC.

È adatto per uso domestico?

Sì, oltre che per uso professionale medico.

È adatto ai bambini?

No, questo modello non è indicato per uso pediatrico.

Pulsoximetro da polso con software per monitoraggio continuo SpO₂ e frequenza cardiaca.
Memoria interna e analisi dati su PC. Ideale per uso medico e domiciliare.