

PULSOSSIMETRO PEDIATRICO OXY-0 - coccodrillo - GB,IT,ES,DE,GR,PL



PULSOXIMETRO PEDIATRICO OXY-0 - coccodrillo - GB, IT, ES, DE , PL, GR Misura la saturazione di ossigeno (SpO2) e le pulsazioni nei bambini a casa, in ospedale, nelle visite sportive, ecc. Lo schermo LCD a colori visualizza il valore della SpO2 e il valore, la forma d'onda e l'istogramma delle pulsazioni. Schermo a 4 direzioni con regolazione della modalità di visualizzazione e della luminosità. Funzione di spegnimento automatico entro 5 secondi. Include un cordino per appenderlo, due batterie AAA e un manuale d'uso.

Schermo: LCD a colori SpO2: - intervallo: 0% ~ 100%, (risoluzione 1%) - accuratezza: 70% ~ 100%: $\pm 2\%$, non specificata sotto 70% Pulsazioni: - intervallo: 30 bpm ~ 250 bpm (risoluzione 1 bpm) - accuratezza: ± 2 bpm o $\pm 2\%$ (il maggiore) Alimentazione: 2 batterie alcaline AAA 1,5 V Funzionamento batterie: due batterie possono funzionare in maniera continuativa per 20 ore Dimensioni - peso: 59x36xh 35 mm - 50g (incluse le batterie)