

PULSOXIMETRO OXY-3 (IT,DE,SE,HU,RO)



Misura il livello di ossigeno nel sangue e il battito cardiaco. Caratteristiche: funzionamento semplice, display SpO₂, forma d'onda SpO₂, battito, istogramma del battito, 2 pile alcaline AAA incluse, indicazione di batteria scarica, spegnimento automatico, pinza resistente, display orientabile in 4 direzioni, confezionato in blister. Adatto per adulti e bambino. Fornito in blister con batterie e cordino.