

PULSOXIMETRO OXY-9



PULSOSSIMETRO MULTIFUNZIONE OXY 9 - WIRELESS Pulsossimetro portatile che adotta una tecnologia avanzata. Controlla i valori SpO2 (saturazione di ossigeno) e PR (frequenza cardiaca) dal dito, per misurare l'ossigenazione. Applicabile a vari usi in ambienti diversi (istituzione medica, famiglia, centri di fitness e così via). - visualizzazione del valore SpO2, del valore PR e del grafico a barre - display orientabile automaticamente - memorizzazione automatica dei valori SpO2 e PR - funzione orologio sincronizzato - indicatore batteria scarica - i dati memorizzati possono essere caricati sull'App PHMS via Bluetooth, l'App li carica sulla piattaforma Cloud per l'analisi - peso e altezza sono impostabili dal server Dotato di cordino, coperchio bianco, 2 batterie AAA, manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE. Dimensioni: 58x32xh 34 mm Peso: circa 52g (comprese 2 batterie AAA)

SpO2 intervallo: 0~100% precisione: 70~100% $\pm 2\%$ 0~69%: non specificata PR intervallo: 30-250 bpm precisione: ± 2 bpm o $\pm 2\%$, il maggiore dei due Risoluzione: SpO2: 1% PR: 1bpm Funzione memoria: registra 1000 gruppi di dati SpO2 Classificazione sicurezza: parte applicata di tipo BF Misurazione con debole pressione di riempimento: SpO2 e PR corretti con rapporto pressione riempimento 0,4%. Errore SpO2 ± 4 , errore PR $\pm 2\%$, il maggiore dei due.