

PULSOXIMETRO NONIN ONYX VANTAGE - 9590 - blu



Onyx è l'unico pulsossimetro da dito le cui caratteristiche di precisione e prestazioni sono state dimostrate da articoli scientifici e studi clinici pubblicati. Inoltre, Onyx è stato testato per l'uso sulle cinque dita della mano o dei piedi. - Precisione: Prestazioni dimostrate scientificamente nella più vasta gamma di situazioni - Durevolezza: Resiste alle cadute accidentali (testato fino a 50 cadute) e all'infiltrazione di acqua (soddisfa e supera i requisiti dei test IP32), è adatto all'uso in migliaia di applicazioni e negli ambienti più problematici - Efficienza: Fino a 6.000 controlli saltuari o 36 ore di funzionamento continuo con due batterie AAA (ministilo) - Sicurezza: Prodotto negli U.S.A., senza piombo e senza lattice - Versatilità: Lo stesso pulsossimetro è utilizzabile su varie tipologie di pazienti, dalla pediatria ai pazienti adulti di grossa corporatura (spessore dito da 8 a 25,4 mm) - Garanzia: 4 anni di garanzia - Convenienza: La precisione comprovata, la qualità e la lunga durata fanno dell'Onyx Vantage un acquisto estremamente vantaggioso nel lungo termine - Fornito con manuale CD-rom multilingue: GB, FR, IT, DE, ES, PT, GR, NL, PL, NO, FI, DK, SE. Ampio display LED, lettura della SpO2 e della frequenza cardiaca da ogni angolo, sia di giorno che di notte L'originale pulsossimetro da dito digitale tutto in uno Senza piombo e senza lattice

Range frequenza cardiaca: 18 - 321 bpm ± 3 cifre (20 - 250 bpm) Range SpO2: 0 - 100% ± 2 cifre (70 - 100%) Range SpO2 con bassa perfusione: 70 - 100% ± 2 cifre Frequenza cardiaca con bassa perfusione: 40 - 240 bpm ± 3 cifre