

## **PULSOXIMETRO OXY-4 - blu - GB,SE,FI,NL,HU,RO,HR,BG**



PULSOXIMETRO OXY-4 - blu (Altri colori su richiesta) Per rilevare saturazione, battito e perfusione dal dito del paziente. - misura precisa della SpO2 e del battito - display a 2 colori della SpO2, PR, PI, plestimogramma e istogramma del battito, allarmi visivi ed acustici - gamma di misurazione SpO2 35-99%, battito 30-240 bpm - display orientabile in 4 direzioni - accensione e spegnimento automatico - funzionamento continuo per 30 ore con 2 pile alcaline AAA - indicazione del livello di carica della batteria - resistente all'ingresso di liquidi ed alle cadute - manuale in 8 lingue: GB,SE,FI,NL,HU,RO,HR,BG. Dimensioni: 66 x 36 x 33 mm