

## **STERI-STRIP 3M - 3x75 mm - bianco - 1540NP conf. 2 pz.**



Elevata traspirabilità, riduce il rischio di macerazione.

Applicazione e rimozione semplici, veloci e atraumatiche.

Maggiore comfort per il paziente e minore rischio di infezione rispetto al filo di sutura o ai punti metallici.

Consente un miglior risultato estetico rispetto al filo di sutura o ai punti metallici.

Lunghezza complessiva (misure imperiali) : 2.95 in

Marchio : Steri-Strip™

Lunghezza complessiva (misure metriche) : 75 mm

Larghezza complessiva (misure imperiali) : 0.12 in

Nome categoria : Impacchi adesivi per il pronto soccorso e per isole

Larghezza complessiva (misure metriche) : 3 mm