

STERI-STRIP 3M - 6x100 mm - bianco - 1546NP



STERI-STRIP™ - 6x100 mm - bianco

Codice 3M™: 1546NP

Le strisce 3M™ Steri-Strip™ sono strisce adesive in TNT rinforzato poroso, indicate per l'uso come dispositivi di sutura cutanea nel trattamento delle lacerazioni e delle incisioni chirurgiche.

Lasciano respirare la cute e sono robuste grazie a filamenti di rinforzo.

- facili e rapide da applicare
- meno fastidiose rispetto alle suture
- sterili e non invasive, evitano il rischio di infezioni

Adesivo ipoallergenico applicabile a pressione.