

## STERI-STRIP 3M - 12x100 mm - bianco - 1547NP



**SUTURA CUTANEA NON INVASIVA:** le strisce adesive 3M Steri-Strip sono indicate per la chiusura di lacerazioni e incisioni chirurgiche, offrendo un'alternativa efficace alle suture tradizionali.

**MATERIALE TRASPIRANTE E RINFORZATO:** realizzate in TNT poroso con filamenti di rinforzo, lasciano respirare la cute garantendo al tempo stesso un'elevata resistenza e stabilità della ferita.

**APPLICAZIONE FACILE E VELOCE:** pratiche da utilizzare, consentono una chiusura rapida della ferita senza necessità di strumenti invasivi o competenze chirurgiche avanzate.

**PIÙ COMFORT PER IL PAZIENTE:** meno fastidiose rispetto ai punti di sutura, migliorano il comfort durante il trattamento e la fase di guarigione.

**STERILI E IPOALLERGENICHE:** dispositivo sterile e non invasivo, riduce il rischio di infezioni. L'adesivo ipoallergenico ad attivazione a pressione è delicato sulla pelle.

Lunghezza complessiva (misure imperiali) : 3.94 in

Marchio : Steri-Strip™

Lunghezza complessiva (misure metriche) : 100 mm

Larghezza complessiva (misure imperiali) : 0.47 in

Nome categoria : Impacchi adesivi per il pronto soccorso e per isole

Larghezza complessiva (misure metriche) : 12 mm