

STERI-STRIP 3M - 6x75 mm - pelle - 1551NP conf. 2 pz.



Nastro sterile per suture cutanee in TNT rinforzato, 6 strisce per busta, color carne (mm 6 x 75).

Lunghezza complessiva (misure imperiali) : 2.95 in

Marchio : Steri-Strip™

Lunghezza complessiva (misure metriche) : 75 mm

Larghezza complessiva (misure imperiali) : 0.24 in

Nome categoria : Impacchi adesivi per il pronto soccorso e per isole

Larghezza complessiva (misure metriche) : 6 mm

Contattaci