

TEGADERM FILM 3M - 10x12 cm - 1626NP conf. 5 pz.



Tegaderm Film 3M 10x12 cm

Pellicola trasparente che forma una barriera protettiva efficace contro i contaminanti esterni. Ideale per trattare ferite superficiali o ustioni di primo e secondo grado e per fissare dispositivi alla cute. Protegge da sporcizia, batteri e virus. Pratiche alette laterali per facilitare l'applicazione. Impermeabile e senza lattice.

Tegaderm Film 3M 10x12 cm: Medicazione Trasparente Sterile per la Protezione della Cute

Tegaderm Film 3M 10x12 cm è una medicazione trasparente sterile progettata per creare una barriera protettiva efficace contro contaminanti esterni, batteri, sporco e liquidi. Grazie alla sua struttura sottile e altamente conformabile, aderisce delicatamente alla pelle garantendo comfort e protezione durante tutto il periodo di applicazione.

La pellicola trasparente consente il monitoraggio visivo della cute e della ferita senza la necessità di rimuovere la medicazione, contribuendo a ridurre le manipolazioni e favorendo una gestione più efficiente del trattamento. È indicata per la copertura di ferite superficiali, abrasioni, ustioni di primo e secondo grado, nonché per il fissaggio di dispositivi medici e cateteri.

Impermeabile all'acqua e resistente agli agenti esterni, Tegaderm Film aiuta a mantenere un ambiente protetto favorendo il naturale processo di guarigione. Le pratiche alette laterali semplificano il posizionamento e consentono un'applicazione precisa anche da parte del personale sanitario.

La confezione da 5 pezzi rappresenta una soluzione affidabile per ospedali, ambulatori, studi medici, RSA e assistenza domiciliare professionale.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve Tegaderm Film 3M?

Serve a proteggere ferite superficiali e a fissare dispositivi medici sulla cute.

La medicazione è impermeabile?

Sì, protegge dall'acqua e dai contaminanti esterni mantenendo la pelle protetta.

È possibile controllare la ferita senza rimuoverla?

Sì, la pellicola trasparente permette il monitoraggio visivo continuo dell'area trattata.

Può essere utilizzata per fissare cateteri e dispositivi?

Sì, è comunemente utilizzata anche per il fissaggio di dispositivi medici sulla pelle.

La confezione quante medicazioni contiene?

La confezione contiene 5 medicazioni sterili da 10x12 cm.

Tegaderm Film 3M 10x12 cm confezione da 5 pezzi.

Medicazione trasparente sterile impermeabile per protezione della cute e fissaggio dispositivi.