

## **BRACCIALE SINGOLO 61x11 cm braccio L o gamba S - rosso - autoclavabile**



Bracciale singolo anti pizzico - nessun pizzichio, non danneggia la pelle - pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno) - nessuna perdita (motivo principale della minore pressione)

- Autoclavabile (camera d'aria in gomma siliconica)
- Bracciale singolo, anti pizzico - rosso
- Misura: 61 x 11 cm
- Taglia per braccio: L
- Taglia per coscia: S

Ricambio per: TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000S (cod. 33152) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000W (cod. 33154)