

BRACCIALE SINGOLO 86x11 cm gamba M - rosso - autoclavabile



Bracciale singolo anti pizzico - nessun pizzichio, non danneggia la pelle - pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno) - nessuna perdita (motivo principale della minore pressione)

- Autoclavabile (camera d'aria in gomma siliconica)
- Bracciale singolo, anti pizzico - rosso
- Misura: 86 x 11 cm
- Taglia per coscia: L Ricambio per: TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000S (cod. 33152) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000W (cod. 33154)