

GARROT PNEUMATICO DTS-3000 - 2 canali



TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 - 2 CANALI PER 2 bracciali doppi o singoli fornito con 5 bracciali no pinch Il tourniquet DTS-3000 garantisce un funzionamento stabile, facile da utilizzare e dotato di un sistema d'allarme per operare in totale sicurezza.

Caratteristiche principali:

- 2 canali (4 porte per 2 bracciali doppi o bracciale singolo)
- selezione delle impostazioni semplice tramite tastiera touch screen
- schermo LCD: facile da visualizzare e da pulire
- memoria operazioni (data, ora, pressione)
- sensore LOP (Pressione occlusione arti) per verificare la pressione di occlusione degli arti e impostare automaticamente la pressione ottimale
- auto-test della pressione e del sistema di controllo
- auto-taratura del sensore di pressione dell'aria
- sistema di allarme di sicurezza (bracciale, pressione, batteria, tempo)

- batteria integrata (durata massima: 12-72 ore) Bracciali no pinch interamente autoclavabili inclusi:
- nessun pizzichio, non danneggiano la pelle
- pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno)
- nessuna perdita (motivo principale della minore pressione)

UTILIZZO DEL SISTEMA DI TOURNIQUET: Utilizzato da medici professionisti qualificati per occludere temporaneamente il flusso sanguigno nelle estremità del paziente durante le procedure chirurgiche. Permette di operare in totale sicurezza nelle operazioni che coinvolgono gli arti, tra cui: - innesti ossei - lesioni nervose - riduzione di alcune fratture - rimozione filo di Kirschner - asportazione tumori o cisti - fasciotomia sottocutanea - reimpianto - protesti articolari al polso - protesi alle dita - protesi articolazioni ginocchio - amputazioni - operazioni al tendine

- Pressione massima: 800 mmHg
- Tensione: Ac 100-240 V - 50/60 Hz
- Consumo energetico: 50 W
- Intervallo di tempo: 5-180 min.
- Dimensioni compressore: 170 x 210 x 260 mm Peso: 3 kg.