

BRACCIALE SINGOLO 61x9 cm braccio L o gamba S - rosso



Bracciale singolo anti pizzico - nessun pizzichio, non danneggia la pelle - pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno) - nessuna perdita (motivo principale della minore pressione) • Riutilizzabile (sterilizzazione EtCO₂) • Bracciale singolo, anti pizzico • Misura: 61 x 9 cm • Taglia per braccio: L • Taglia per coscia: S Ricambio per: TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000S (cod. 33152) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000W (cod. 33154)