

BRACCIALE SINGOLO 90x12 cm gamba L - blu



Bracciale singolo a cono, anti pizzico - nessun pizzichio, non danneggia la pelle - pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno) - nessuna perdita (motivo principale della minore pressione) • Riutilizzabile (sterilizzazione EtCO₂) • Bracciale a cono singolo, anti pizzico • Misura: 90 x 12 cm • Taglia per coscia: L Ricambio per: TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000S (cod. 33152) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000W (cod. 33154)