

BRACCIALE DOPPIO 57x10 cm braccio M - blu



Bracciale doppio anti pizzico - nessun pizzichio, non danneggia la pelle - pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno) - nessuna perdita (motivo principale della minore pressione) • Riutilizzabile (sterilizzazione EtCO₂) • Bracciale doppio anti pizzico • Misura: 57 x 10 cm • Taglia per braccio: M Ricambio per: TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000S (cod. 33152) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000W (cod. 33154)