

## BRACCIALE DOPPIO 80x15 cm gamba M - rosso



Bracciale doppio anti pizzico - nessun pizzichio, non danneggia la pelle - pressione minore rispetto ai bracciali classici (circa 50 mmHg in meno) - nessuna perdita (motivo principale della minore pressione) • Riutilizzabile (sterilizzazione EtCO<sub>2</sub>) • Bracciale doppio anti pizzico • Misura: 80 x 15 cm • Taglia per coscia: L Ricambio per: TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-3000 (cod. 33138) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000S (cod. 33152) TOURNIQUET PNEUMATICO DTS-2000W (cod. 33154)