

TURNIQUET PNEUMATICO RIESTER



Tourniquet pneumatico altamente affidabile, per la riduzione della circolazione sanguigna negli arti durante amputazione. Dotato di manometro ad alta precisione che garantisce misure accurate. Molto robusto, garantisce una lunga vita operativa al tourniquet. - pompa pressione in metallo resistente - lo sgonfiamento avviene in modo semplice tramite valvola di sfiato - manometro in metallo cromato con scala in alluminio di facile lettura sino a 700 mm Hg. Include 2 bracciali (bracciale superiore 57 x 9 cm e cosciale 96 x 13 cm) con pomoni latex free.