

DEFIBRILLATORE con batteria al litio PRIMEDIC HEART SAVE PAD - IT



Defibrillatore HeartSave PAD - con batteria al litio (140 scariche con 360J) 3 anni standby -
Lingua: Italiano La gamma di prodotti PRIMEDIC HeartSave è facile e veloce da utilizzare. I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di rianimazione. • Defibrillazione a corrente controllata - CCD La tecnologia bifasica CCD libera una corrente senza picchi verso il cuore del paziente grazie a un impulso di defibrillazione controllato, personalizzato, efficace e delicato. Dotato di un sistema di defibrillazione a scaglioni, HeartSave ha un'impedenza compensata ed è dotato di un'energia massima di 360J. • Flusso efficiente HeartSave è progettato per supportare al meglio i soccorritori nelle procedure di rianimazione. Grazie alla sua modalità operativa avanzata, aiuta a minimizzare la pausa peri-shock e il periodo senza rianimazione. • Modalità pediatrica È possibile selezionare la modalità pediatrica attraverso un semplice tasto. Non necessita di elettrodi pediatrici specifici ed è estremamente facile da usare. • Rapido Si accende automaticamente non appena viene aperto e l'analisi del ritmo cardiaco inizia quando gli elettrodi pre-collegati vengono attaccati al paziente. Tutti gli accessori (rasoio, mascherina, forbici e guanti) sono inclusi. • Display stato Lo schermo fornisce indicazioni dettagliate sullo stato del dispositivo e delle batterie (auto-test giornaliero e mensile). • HEARTSAVE PAD Defibrillatore esterno automatico con 3 anni di vita utile in modalità standby con batteria al litio non ricaricabile.

- Defibrillazione Modalità semi-automatica Onde: bifasica controllata Energia: 50-360J Tempo ricarica: 12 sec @ 360J Modalità Operativa asincrona Modalità pediatrica • ECG Campo Impedenza: 23-200 Ohm • Rilevamento VF/VT Rilevamento VF/VT Tempo analisi: 7-12 sec Soglia asistolica: 0.2mV Artefact - individuazione Pacemaker • Elettrodi Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m • Backup dati Memoria removibile Voce registrata • Alimentazione Batteria al litio 3 anni di vita utile o 140 scariche con 360J • Status display Visualizzazione stato defibrillatore e batteria