

DEFIBRILLATORE AED RESCUE SAM - altre lingue



Rescue Sam è un defibrillatore esterno semi automatico predisposto per un utilizzo pubblico da persone poco esperte. Fornisce indicazioni semplici per le operazioni di soccorso. È stato creato per intervenire nelle situazioni di Fibrillazione Ventricolare (VF) e di Tachicardia Ventricolare. Fornito con batteria al litio, set di elettrodi adulti e manuale d'uso. In accordo con le Linee Guida 2010 AHA/ERC. Produzione Italia Altre lingue disponibili in 20 giorni: DE, PL, RU (voce e manuale), PT, CZ, FI, GR, LT, NL, RO, TR, KR, TH (voce, con manuale in inglese).

- Modalità: semi-automatico - Forma d'onda: BTE (Bifasica esponenziale troncata) impedenza compensata - Energia: 200 J fissa - Controllo di carica: automatico da software (sistema di rilevazione dell'aritmia e controllo della carica) - Tempo di ricarica: 8 secondi generalmente con batteria nuova - Vettore di erogazione scarica: placche adulti in posizione anteriore (Lead II) o placche pediatriche a energia ridotta in posizione anteriore-posteriore - Istruzioni vocali: I messaggi vocali e ottici guidano l'utente durante l'intervento di soccorso - Autotest: automatici, inserimento batteria giornalieri - Batteria lunga durata: Monouso 12Vdc 42 Ah, LiMnO₂ - Capacità batteria: 200 scariche o 4 ore di funzionamento - Registrazione eventi: primi 60 minuti di ECG e eventi - Dimensioni - Peso: 30 x 28 x 9 h cm - 2.3 kg con batteria