

Tubo per Ventilatore Spencer 117 cm Ricambio Originale



Tubo per Ventilatore Spencer 117 cm Ricambio Originale

- [Cod. 34006 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT](#)
- [Cod. 34007 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT KOMPAK](#)
- [Cod. 34009 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 190 NXT](#)
- [Cod. 34016 RESPIRATORE AUTOMATICO SPENCER 118 NXT](#)
- [Cod. 34017 RESPIRATORE AUTOMATICO SPENCER 118 NXT KOMPAK](#)

Il tubo per ventilatore Spencer da 117 cm è un accessorio di ricambio progettato per garantire il corretto funzionamento dei ventilatori polmonari e dei respiratori automatici utilizzati in ambito di emergenza, soccorso e trasporto sanitario. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, assicura un collegamento sicuro tra il dispositivo di ventilazione e il

paziente.

Compatibile con numerosi modelli Spencer, questo tubo rappresenta una soluzione ideale per la sostituzione di componenti usurati, contribuendo a mantenere elevate prestazioni operative e massimi standard di sicurezza. La lunghezza di 117 cm offre praticità d'impiego e facilità di gestione durante le operazioni di ventilazione assistita.

Indicato per servizi di emergenza, ambulanze, pronto soccorso, strutture ospedaliere e operatori sanitari professionisti, il tubo Spencer è progettato per garantire affidabilità e continuità nell'assistenza respiratoria.

FAQ - Domande e Risposte

Qual è la lunghezza del tubo?

Il tubo ha una lunghezza di 117 cm.

Con quali dispositivi è compatibile?

È compatibile con diversi ventilatori e respiratori Spencer indicati dal produttore.

È un ricambio per uso professionale?

Sì, è destinato all'utilizzo in ambito sanitario e di emergenza.

Può essere utilizzato in ambulanza?

Sì, è adatto per servizi di soccorso e trasporto sanitario.

A cosa serve il tubo per ventilatore?

Consente il collegamento tra il ventilatore e il sistema di ventilazione del paziente.

Tubo per ventilatore Spencer da 117 cm compatibile con ventilatori polmonari e respiratori automatici Spencer.

Ricambio professionale per emergenza e soccorso.

Adatto per:

- [Cod. 34006 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT](#)
- [Cod. 34007 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 170 NXT KOMPAK](#)
- [Cod. 34009 RESPIRATORE ELETTRONICO SPENCER 190 NXT](#)
- [Cod. 34016 RESPIRATORE AUTOMATICO SPENCER 118 NXT](#)
- [Cod. 34017 RESPIRATORE AUTOMATICO SPENCER 118 NXT KOMPAK](#)