


KIT DOTTORE 4A 1 kit



Kit Dottore 4A Completo per Medici, Ambulatori e Assistenza Domiciliare

DOTAZIONE STANDARD:

- Borsa multiuso - blu/grigia
- Termometro infrarossi a distanza Aeon A200 (GB, FR, IT, ES)
- Pulsossimetro Oxy-4 - blu
- Sfigmomanometro aneroide palmare Kobe
- Bracciale per obesi + polmone a 1 tubo
- Duofono Classic - lira nera
- Otoscopio LED Sigma-C - nero - astuccio
- Kit glucometro GIMA GB, FR, ES, PT
- Lucciola LED GIMA

- Martello neurologico Dejerine GIMA 2000
- Laccio emostatico Fast

Il Kit Dottore 4A è una soluzione professionale progettata per medici, operatori sanitari e professionisti che necessitano di una dotazione completa per visite, controlli clinici e attività diagnostiche in ambulatorio o a domicilio. Racchiuso in una pratica borsa multitasche, consente di trasportare in modo ordinato e sicuro gli strumenti essenziali per la valutazione del paziente.

Il kit comprende una selezione di dispositivi diagnostici indispensabili per il monitoraggio dei principali parametri vitali, tra cui pulsossimetro, termometro a infrarossi, sfigmomanometro, stetoscopio e altri accessori clinici di uso quotidiano. Grazie alla configurazione completa, rappresenta una soluzione ideale per medici di medicina generale, guardia medica, assistenza domiciliare, strutture sanitarie e servizi di emergenza.

La borsa è realizzata per garantire praticità di trasporto, accesso rapido agli strumenti e protezione del contenuto durante gli spostamenti. La qualità dei componenti inclusi permette di effettuare controlli rapidi e affidabili, migliorando l'efficienza operativa durante le visite.

Il Kit Dottore 4A è la scelta ideale per chi desidera disporre di una postazione diagnostica portatile completa e pronta all'uso.

FAQ - Domande e Risposte

A chi è destinato il Kit Dottore 4A?

È pensato per medici, infermieri, operatori sanitari e professionisti dell'assistenza domiciliare.

Quali strumenti sono inclusi nel kit?

Comprende diversi dispositivi diagnostici e accessori per il monitoraggio dei parametri vitali e le visite cliniche.

È adatto alle visite domiciliari?

Sì, la borsa compatta e organizzata è ideale per il trasporto durante le visite a domicilio.

La borsa è inclusa nella confezione?

Sì, il kit viene fornito completo di borsa multitasche per il trasporto degli strumenti.

Può essere utilizzato in ambulatorio?

Certamente, rappresenta una soluzione pratica sia per l'utilizzo ambulatoriale che per l'assistenza sul territorio.

Kit Dottore 4A completo con strumenti diagnostici professionali per visite mediche, ambulatori e assistenza domiciliare.

Borsa inclusa.