

## KIT DOTTORE 4B 1 kit



### KIT DOTTORE 4B

#### DOTAZIONE STANDARD:

- Borsa multiuso - blu/grigia
- Termometro infrarossi a distanza Aeon A200 (GB, FR, IT, ES)
- Pulsossimetro Oxy-4 - blu
- Sfigmomanometro aneroide palmare Kobe
- Bracciale per obesi + polmone a 1 tubo
- Duofono Classic - lira nera
- Otoscopio LED Sigma-C - nero - astuccio
- Kit glucometro GIMA IT, DE, GR, Arabo
- Lucciola LED GIMA
- Martello neurologico Dejerine GIMA 2000
- Laccio emostatico Fast

Il Kit Dottore 4B è una soluzione professionale completa pensata per medici, operatori sanitari, ambulatori e servizi di primo intervento che necessitano di strumenti diagnostici pratici e facilmente trasportabili. Racchiuso in una comoda borsa multiuso, il kit offre tutto il necessario per controlli medici e visite domiciliari.

La dotazione standard comprende strumenti diagnostici affidabili e di qualità professionale, tra cui termometro a infrarossi a distanza, pulsossimetro, sfigmomanometro aneroide palmare con bracciale per adulti, stetoscopio, otoscopio LED, glucometro, martelletto neurologico e altri accessori utili per la pratica clinica quotidiana.

La borsa organizzata con scomparti interni consente di trasportare ordinatamente tutti gli strumenti, facilitando l'accesso rapido durante visite e interventi. Ideale per medici di base, professionisti sanitari, ambulanze, assistenza domiciliare e strutture sanitarie.

Compatto, pratico e completo, rappresenta una soluzione versatile per avere sempre a disposizione un kit diagnostico professionale.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **Cosa contiene il Kit Dottore 4B?**

*Include strumenti diagnostici come pulsossimetro, sfigmomanometro, stetoscopio, termometro a infrarossi, otoscopio LED e glucometro.*

### **Il kit è adatto alle visite domiciliari?**

*Sì, è progettato per essere facilmente trasportabile grazie alla borsa multiuso inclusa.*

### **È indicato per uso professionale?**

*Sì, è pensato per medici, ambulatori e operatori sanitari.*

### **La borsa è organizzata con scomparti?**

*Sì, dispone di vani interni per mantenere gli strumenti ordinati e facilmente accessibili.*

### **Il kit include strumenti per la misurazione della pressione?**

*Sì, comprende uno sfigmomanometro aneroide palmare con bracciale adulto.*

Kit Dottore 4B completo di strumenti diagnostici professionali per medici e ambulatori.

Con borsa multiuso, pulsossimetro, stetoscopio, glucometro e sfigmomanometro.