

## **ARMADIETTO METALLICO VUOTO 370x300x140 mm GIMA - con chiusura sicura**



### **Armadietto in metallo vuoto GIMA**

Dimensioni: 370 x 300 x 140 mm

---

L'armadietto metallico vuoto 370x300x140 mm è una soluzione pratica e resistente per la conservazione di materiali di primo soccorso in ambienti professionali e domestici. Realizzato in metallo robusto, garantisce una protezione efficace del contenuto da urti, polvere e agenti esterni, mantenendo sempre in ordine e facilmente accessibili i dispositivi sanitari.

Dotato di sportello con chiusura sicura, consente di custodire in modo protetto medicinali e accessori, riducendo il rischio di utilizzi impropri. La struttura compatta lo rende ideale per installazione a parete in uffici, aziende, scuole e ambienti sanitari, ottimizzando lo spazio disponibile.

L'interno è progettato per una disposizione ordinata del contenuto, facilitando un accesso rapido in caso di emergenza. Grazie alle dimensioni contenute, rappresenta una soluzione versatile per organizzare kit di primo soccorso personalizzati in base alle proprie esigenze.

Affidabile, funzionale e facile da installare, questo armadietto metallico è un accessorio indispensabile per garantire sicurezza e organizzazione nei luoghi di lavoro e negli ambienti domestici.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **L'armadietto viene fornito con contenuto?**

No, è venduto vuoto per una personalizzazione completa.

### **È possibile fissarlo a parete?**

Sì, è adatto per installazione a muro.

### **È resistente?**

Sì, è realizzato in metallo robusto e durevole.

### **Ha una chiusura di sicurezza?**

Sì, è dotato di sportello con chiusura sicura.

### **Per quali ambienti è indicato?**

È ideale per uffici, aziende, scuole e ambienti domestici.

Armadietto metallico vuoto 370x300x140 mm per pronto soccorso, resistente e con chiusura sicura, ideale per aziende e ambienti domestici.