

CASSETTA PRONTO SOCCORSO "GIMA 3"+ OSSIGENO



CASSETTA GIMA 3 + BOMBOLA OSSIGENO - consigliato fino ad un massimo di 50 persone
Misure: 32 x 44,5 x 15 cm Contiene il materiale richiesto dal Decreto 388 (15-07-03), Allegato 1 con in più una bombola di ossigeno da 0,5 l (vuota) in acciaio, completa di riduttore in bronzo con manometro ad alta pressione ed erogatore dosalitri, un pallone rianimazione autoclavabile con relativa mascherina N° 4, 3 cannule di Guedel, un tubo atossico, una pinza tiralingua e supporto muro.