

## KIT INTUBAZIONE F.O. - completo



KIT INTUBAZIONE F.O. - completo Borsa in nylon in 2 sezioni con due tasche zip, e 9 elastici di varie misure per reggere gli strumenti. Realizzata in poliestere 600D impermeabile ed antigraffio. Colore blu. Misure: 32 x 22,5 x h 7,5 cm

- 3 Lame laringoscopio in acciaio INOX Mc Intosh F.O. (1, 2, 3)
- 1 Manico laringoscopio in metallo
- 2 Pinza di Magill
- 1 Pinza tiralingua
- 5 Cannula di Guedel
- 1 Apribocca
- 1 Forbici 14,5 cm
- 4 Tubi endotracheali