

## KIT EMERGENZA "GIMA 6" - completo



### KIT PRONTO SOCCORSO GIMA 6

Borsa emergenza - poliestere 600D rosso (27165) Dimensioni: 35 x 45 x h 21 cm

#### Prodotti inclusi nei kit:

- Coperta d'emergenza (34085)
- Forbici universali - 16,5 cm (20571)
- Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222)
- Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245)
- Apribocca (34273) • Pinza tira-lingua (34274)
- Tubo per ossigeno - 120 cm (34276)
- Assortimento 10 cannule di Guedel (34439)
- Fonendo Trad (32561)
- Sfigmomanometro Yton (32720)
- Emergency pack - 3 lame F.O. monouso + manico in plastica (34381)
- Aspiratore manuale (28125)

La borsa GIMA 6 è realizzata con materiali resistenti e facilmente trasportabili, ideale per mezzi di soccorso, ambulanze, studi medici, centri sportivi, aziende e squadre di primo intervento. Grazie alla completezza della dotazione, rappresenta una soluzione affidabile per la gestione delle emergenze respiratorie e del supporto vitale di base.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **Cosa contiene il kit emergenza GIMA 6?**

*Include dispositivi per ventilazione, gestione vie aeree, aspirazione e monitoraggio del paziente.*

### **Il kit è adatto per uso professionale?**

*Sì, è progettato per operatori sanitari, ambulanze e pronto soccorso.*

### **Sono inclusi palloni rianimatori adulti e pediatrici?**

*Sì, il kit comprende entrambi con relative maschere.*

### **La borsa è trasportabile?**

*Sì, è dotata di struttura compatta e organizzata per il trasporto rapido.*

### **È indicato per ambulanze e primo soccorso aziendale?**

*Sì, è ideale per mezzi di soccorso, aziende e centri sportivi.*

Kit emergenza GIMA 6 completo con dispositivi per pronto soccorso, ventilazione e gestione vie aeree.

Ideale per ambulanze e uso professionale.