

KIT EMERGENZA PRONTO SOCCORSO "GIMA 5" - completo



KIT EMERGENZA PRONTO SOCCORSO GIMA 5

Borsa emergenza - poliestere 600D rosso (27165)

Dimensioni: 35 x 45 x h 21 cm

Prodotti inclusi nei kit:

- [Coperta d'emergenza \(34085\)](#)
- [Forbici universali - 16,5 cm \(20571\)](#)
- [Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small \(34222\)](#)
- [Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti \(34245\)](#)
- [Apribocca \(34273\)](#)
- [Pinza tira-lingua \(34274\)](#)

- [Tubo per ossigeno - 120 cm \(34276\)](#)
- [Assortimento 10 cannule di Guedel \(34439\)](#)
- [Mascherina per ossigeno - adulti \(34166\)](#)
- [Bombola ossigeno 0,5 l \(vuota\) con riduttore UNI integrato \(34501\)](#)
- [Fonendo Trad \(32561\)](#)
- [Sfigmo London \(32725\)](#)
- [Set laringo Mc Intosh 3 lame 2-3-4 \(34302\)](#)
- [Aspiratore manuale \(28125\)](#)
- [Lucciola Delta a led \(25629\)](#)
- [Laccio emostatico Fast - verde \(25728\)](#)
- [Pinza Magill - 20 cm \(34002\)](#)
- [Termometro digitale Gima °C \(25560\)](#)
- [Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine \(36625\)](#)
- [Emocontrol - tampobenda \(34782\)](#)
- [Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 pz. \(34841\)](#)
- [Medicazione sterile 10x10 cm - conf. da 5 \(34819\)](#)

Il Kit Emergenza GIMA 5 Completo è un kit professionale per il primo soccorso e la gestione delle emergenze, progettato per fornire agli operatori sanitari tutta l'attrezzatura necessaria per intervenire rapidamente in situazioni critiche. È ideale per ambulanze, mezzi di soccorso, squadre di emergenza, aziende e strutture sanitarie.

Il kit è contenuto in una robusta borsa in poliestere 600D di colore rosso, pratica da trasportare e organizzata con numerosi scomparti per avere sempre il materiale facilmente accessibile. Al suo interno comprende dispositivi per la gestione delle vie aeree, ventilazione, aspirazione, immobilizzazione, medicazione e monitoraggio del paziente.

La dotazione include, tra gli altri, pallone rianimatore adulto e pediatrico, maschere, cannule di Guedel, aspiratore manuale, bombola di ossigeno, tubo per ossigeno, sfigmomanometro, stetoscopio, termometro digitale, forbici, lacci emostatici, medicazioni sterili, bende e numerosi accessori indispensabili per il primo intervento.

Grazie alla completezza della dotazione, rappresenta una soluzione pronta all'uso per affrontare le principali emergenze sanitarie in ambito professionale.

FAQ - Domande Frequenti

A cosa serve il Kit Emergenza GIMA 5?

È progettato per la gestione del primo soccorso e delle emergenze sanitarie in ambito professionale.

Il kit è già completo di accessori?

Sì, viene fornito con un'ampia dotazione di dispositivi per ventilazione, medicazione, monitoraggio e gestione delle vie aeree.

La borsa è facile da trasportare?

Sì, il kit è contenuto in una resistente borsa in poliestere con scomparti organizzati per un rapido accesso al materiale.

È adatto all'utilizzo professionale?

Sì, è indicato per personale sanitario, ambulanze, aziende, squadre di soccorso e strutture sanitarie.

Quali dispositivi principali comprende?

Include palloni rianimatori, maschere, cannule, aspiratore manuale, bombola di ossigeno, strumenti diagnostici, medicazioni e numerosi accessori per il primo intervento.

Kit Emergenza Pronto Soccorso GIMA 5 Completo con borsa professionale e dotazione per primo soccorso, ventilazione, medicazione e gestione delle emergenze sanitarie.