

ZAINO EMERGENZA "GIMA 9" - completo



KIT PRONTO SOCCORSO GIMA 9 Zaino Logic 2 - poliestere 600D rosso (27171) Dimensioni: 40 x 25 x h 47 cm Prodotti inclusi nei kit: • Coperta d'emergenza (34085) • Forbici universali - 16,5 cm (20571) • Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222) • Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245) • Apribocca (34273) • Pinza tira-lingua (34274) • Tubo per ossigeno - 120 cm (34276) • Assortimento 10 cannule di Guedel (34439) • Mascherina per ossigeno - adulti (34166) • Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34501) • Stetoscopio a doppia testa Jotarap - nero (32580) • Sfigmo London (32725) • Set laringo Mc Intosh 3 lame 2-3-4 (34302) • Aspiratore manuale (28125) • Lucciola Delta a led (25629) • Laccio emostatico Fast - verde (25728) • Pinza Magill - 20 cm (34002) • Termometro digitale Gima °C (25560) • Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine (36625) • Medicazione Burnfree - 10x10 cm (34871)