

## KIT EMERGENZA "GIMA 1" - completo



KIT PRONTO SOCCORSO GIMA 1 Valigetta resistente - arancione (27222) Dimensioni: 55 x 43 x h 21 cm Prodotti inclusi nei kit:

- Coperta d'emergenza (34085)
- Forbici universali - 16,5 cm (20571)
- Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222)
- Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245)
- Apribocca (34273)
- Pinza tira-lingua (34274)
- Tubo per ossigeno - 120 cm (34276)
- Assortimento 10 cannule di Guedel (34439)
- Mascherina per ossigeno - adulti (34166)
- Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34501)
- Stetoscopio a doppia testa Jotarap - nero (32580)
- Sfigmo London (32725)
- Set laringo Mc Intosh 3 lame 2-3-4 (34302)
- Aspiratore manuale (28125)
- Lucciola Delta a led (25629)
- Laccio emostatico Fast - verde (25728)
- Pinza Magill - 20 cm (34002)
- Termometro digitale Gima °C (25560)
- Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine (36625)
- Emocontrol - tampobenda (34782)
- Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 pz. (34841)
- Medicazione sterile 10x10 cm - conf. da 5 (34819)
- Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti (34111)
- 3 Borsette E3 con fi nestrella: rossa (27188), blu (27189), verde (27191)
- 2 Borsette E4 con fi nestrella: rossa (27192), gialla (27194)