

ZAINO EMERGENZA "GIMA 14" - completo



ZAINO EMERGENZA "GIMA 14" - pieno Contenitore: Zaino Logic 2 - poliestere 600D rosso (27171) Dimensioni cm: 40x25xh 47 Prodotti inclusi nei kit: Coperta d'emergenza (34085) Forbici universali - 16,5 cm (20571) Mascherina in silicone n° 2 - bambino/small (34222) Pallone in silicone con mascherina n°4 - adulti (34245) Apribocca (34273) Pinza tira-lingua (34274) Tubo per ossigeno - 120 cm (34276) Assortimento 10 cannule di Guedel (34439) Mascherina per ossigeno - adulti (34166) Bombola ossigeno 0,5 l (vuota) con riduttore UNI integrato (34501) Duofono Jotarap - nero (32580) Sfigmo Riester shock-proof R1 (32716) Set laringoscopio F.O. adulti 4 lame Mc Intosh 1-2-3-4 (34453) Aspiratore manuale (28125) Lucciola Delta a led (25629) Laccio emostatico Fast - verde (25728) Pinza Magill - 20 cm (34002) Termometro digitale Gima °C (25560) Salviettine disinfettanti - barattolo da 100 salviettine (36625) Emocontrol - tampobenda (34782) Bende di garza 3,5 m x 7 cm - conf. da 10 (34841) Medicazione adesiva sterile 10x10 cm - conf. da 5 (34819) Pulsoximetro Oxy-4 (35092) Ghiaccio istantaneo - 3 sacchetti (34111)