


KIT PRONTO SOCCORSO PICCOLO “A” - in valigetta plastica



Kit Pronto Soccorso - ALL. 2 - valigetta in plastica

- Consigliato per uffici o laboratori di 2 persone
- Conforme alla legge 388 art. 2

Il Kit Piccolo “A” in valigetta plastica è una soluzione pratica e compatta per il primo soccorso, ideale per piccoli uffici, laboratori, negozi, studi professionali e ambienti con presenza limitata di persone. Grazie alla sua struttura compatta e resistente, rappresenta un supporto indispensabile per affrontare rapidamente le principali emergenze sanitarie.

La valigetta rigida in plastica garantisce protezione e ordine del contenuto, risultando facile da trasportare e da conservare. Il kit è consigliato per uffici o laboratori fino a 2 persone ed è conforme alla legge 388 art. 2. Le dimensioni compatte di 290 x 215 x 90 mm e il peso contenuto di circa 1,4 kg lo rendono particolarmente pratico anche in spazi ridotti.

All'interno è presente una dotazione completa composta da soluzione antisettica, guanti sterili, cerotti assortiti, garze sterili, cotone idrofilo, forbici, pinze sterili, ghiaccio istantaneo, laccio emostatico e altri accessori essenziali per il primo intervento.

Una soluzione affidabile e pronta all'uso per garantire sicurezza e rapidità in caso di necessità.

FAQ - Domande e Risposte

Per chi è indicato il Kit Piccolo "A"?

È indicato per piccoli uffici, laboratori e ambienti con poche persone.

La valigetta è resistente?

Sì, è realizzata in plastica rigida per una maggiore protezione del contenuto.

Il kit è conforme alla normativa?

Sì, è conforme alla legge 388 art. 2.

Il contenuto include materiale sterile?

Sì, sono presenti guanti sterili, garze sterili e altri dispositivi monouso.

È facile da trasportare?

Sì, grazie alle dimensioni compatte e al peso ridotto.

Kit Piccolo A in valigetta plastica per primo soccorso.

Compatto, resistente e conforme legge 388 art. 2, ideale per uffici e laboratori.

- Dimensioni: 290 x 215 x 90 mm
- Peso: 1.4 kg