

BORSA Pronto Soccorso MIZARD - nylon



Borsa Mizard in Nylon per Kit Pronto Soccorso

La Borsa Mizard in nylon è una pratica soluzione per il trasporto e l'organizzazione di dispositivi e materiali di primo soccorso. Compatta, resistente e facilmente trasportabile, è ideale per aziende, uffici, attività commerciali, veicoli, cantieri, ambienti sportivi e utilizzo domestico.

Realizzata in robusto nylon rosso ad alta visibilità con stampa "Pronto Soccorso", garantisce riconoscibilità immediata in caso di emergenza. Le dimensioni compatte da 250 x 180 x 90 mm la rendono comoda da trasportare e facile da riporre in auto, armadietti, scaffali o postazioni operative.

La borsa include una dotazione completa per il primo intervento, composta da soluzione antisettica, guanti sterili, cerotti assortiti, benda adesiva, garze sterili, cotone idrofilo, forbici, pinze sterili, ghiaccio istantaneo, laccio emostatico e altri accessori essenziali per la gestione delle emergenze minori.

Grazie alla chiusura con zip e alla struttura morbida ma resistente, la Borsa Mizard consente un accesso rapido e ordinato ai materiali sanitari, offrendo praticità e affidabilità in ogni situazione.

Perfetta come kit di primo soccorso portatile per ambienti professionali e privati.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve la Borsa Mizard?

Serve per contenere e trasportare materiali di primo soccorso.

La borsa include il contenuto sanitario?

Sì, include una dotazione completa per il primo intervento.

È adatta per auto e uffici?

Sì, è ideale per auto, aziende, uffici e ambienti professionali.

La borsa è resistente?

Sì, è realizzata in nylon robusto e durevole.

Le dimensioni sono compatte?

Sì, misura 250 x 180 x 90 mm ed è facilmente trasportabile.

- Dimensioni: 250 x 180 x 90 mm

Borsa Mizard in nylon per pronto soccorso con dotazione completa.

Kit compatto e resistente ideale per aziende, auto, uffici e ambienti professionali.