

istantaneo, sacco per immondizia sanitaria, laccio emostatico e altri accessori indispensabili per il primo soccorso.

Grazie alla confezione pratica e compatta, il pacco reintegro permette di sostituire rapidamente i materiali consumati o scaduti, assicurando la piena efficienza della cassetta di pronto soccorso. Tutti i componenti sono selezionati per offrire affidabilità, praticità e rapidità di utilizzo in situazioni di emergenza.

Perfetto per ambienti lavorativi e professionali che necessitano di una gestione ordinata e conforme delle dotazioni sanitarie.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il pacco reintegro?

Serve per sostituire i materiali consumati o scaduti nei kit pronto soccorso compatibili.

Con quali kit è compatibile?

È compatibile con i codici 34184, 34185 e 34194.

Il kit include materiale sterile?

Sì, comprende guanti sterili, garze sterili e altri dispositivi monouso.

È adatto per aziende e uffici?

Sì, è ideale per ambienti lavorativi e professionali.

Il contenuto è pronto all'uso?

Sì, il kit è già completo e pronto per il reintegro immediato

Pacco reintegro per kit pronto soccorso Gima cod. 34184, 34185 e 34194.

Dotazione completa per il ripristino di cassette mediche aziendali e professionali.