

CASSETTA PLASTICA VUOTA "1" - 460x345x145mm



CASSETTA IN PLASTICA 1 - vuota

Dimensioni 460x345x145 mm 2 clip di chiusura a scatto.

I due fori posteriori consentono di appenderla al muro.

La cassetta plastica vuota "1" è una soluzione pratica e resistente per l'organizzazione e il trasporto di materiale sanitario, dispositivi di primo soccorso e strumenti medicali. Realizzata in plastica robusta e durevole, offre un'elevata resistenza agli urti e un utilizzo affidabile sia in ambienti professionali che domestici.

Grazie alle dimensioni compatte 460x345x145 mm, questa valigetta vuota per pronto soccorso consente di organizzare facilmente medicazioni, accessori sanitari e strumenti di emergenza. I due clip di chiusura a scatto garantiscono una chiusura sicura e rapida, mentre i fori posteriori permettono anche il fissaggio a parete per una maggiore praticità.

La struttura leggera e la maniglia integrata facilitano il trasporto durante interventi di emergenza, attività di soccorso, utilizzo in aziende, ambulatori, scuole, officine e mezzi di

trasporto. Ideale come base per creare kit di primo soccorso personalizzati.

FAQ - Domande e Risposte

La cassetta viene fornita completa di accessori?

No, viene venduta vuota senza contenuto interno.

Può essere fissata al muro?

Sì, dispone di fori posteriori per il fissaggio a parete.

Quali sono le dimensioni della cassetta?

Le dimensioni sono 460x345x145 mm.

La chiusura è sicura?

Sì, è dotata di 2 clip di chiusura a scatto.

Cassetta plastica vuota 460x345x145 mm per pronto soccorso e materiale sanitario.

Robusta, con chiusura a scatto e predisposizione per fissaggio a muro.