

KIT GRANDE Pronto Soccorso - cassetta plastica "1"



Kit Pronto Soccorso grande - valigetta in plastica 1

- Dimensioni: 460 x 345 x 135 mm • Peso: 6,2 kg

Il Kit Grande in cassetta plastica "1" è una soluzione professionale completa per il primo soccorso, ideale per aziende, ambienti lavorativi, officine, magazzini, laboratori, cantieri e attività che necessitano di una dotazione sanitaria ampia e organizzata. Grazie alla cassetta rigida ad alta resistenza, il contenuto rimane protetto e facilmente accessibile in caso di emergenza.

La valigetta in plastica robusta presenta dimensioni di 460 x 345 x 135 mm ed è progettata per garantire praticità, ordine e rapidità d'intervento. All'interno è presente una dotazione molto completa che include soluzioni antisettiche, guanti sterili, cerotti assortiti, garze sterili, compresse, cotone idrofilo, forbici, pinze sterili, ghiaccio istantaneo, termometro digitale, laccio emostatico, stetoscopio e sfigmomanometro.

Questo kit rappresenta una scelta affidabile per garantire sicurezza e conformità nei luoghi di lavoro, offrendo tutto il necessario per affrontare le principali situazioni di emergenza sanitaria. La struttura rigida e la pratica maniglia rendono il trasporto semplice e sicuro.

Perfetto per chi cerca una cassetta di pronto soccorso completa, professionale e pronta all'uso.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il Kit Grande cassetta plastica "1"?

Serve per il primo soccorso in aziende, uffici, laboratori e ambienti professionali.

La cassetta è resistente?

Sì, è realizzata in plastica rigida robusta per proteggere il contenuto.

Il kit include strumenti diagnostici?

Sì, comprende stetoscopio, sfigmomanometro e termometro digitale.

È facile da trasportare?

Sì, grazie alla pratica maniglia integrata.

Il kit contiene materiale sterile?

Sì, include guanti sterili, garze sterili e altri dispositivi monouso.

Kit grande pronto soccorso in cassetta plastica rigida con dotazione completa professionale. Ideale per aziende, uffici e ambienti lavorativi.