

PALLONE AMBU MARK IV - adulti - con reservoir 1.500 ml



PALLONE AMBU® MARK IV - adulti - con reservoir Progettati in conformità all'originale pallone a doppia parete, i nuovi palloni sono 100% privi di lattice. I palloni Ambu sono più robusti e forniscono agli utenti risposte visive e tattili eccezionali, durante la rianimazione manuale, rendendo il funzionamento più sicuro. La limitazione incorporata della pressione impedisce la sovrappressione in presenza di resistenza nelle vie aeree del paziente. Adatto ad adulti e bambini oltre i 15 kg (3 anni). Fornito con mascherina n° 5, reservoir da 1?500 ml e valvola. Autoclavabile a 134 °C. Volume massimo erogato: 1?300 m