

MASCHERINA IN SILICONE N. 2 - bambino



MASCHERINA IN SILICONE N. 2 - bambino

MASCHERINE GIMA AUTOCLAVABILI Realizzate interamente in silicone.

Completamente trasparenti, consentono una visibilità totale. Possono essere utilizzate con qualsiasi pallone o ventilatore polmonare.

Mascherina N° 2 - bambino/small - latex free. Autoclavabili fino a 40 volte.

La Mascherina in Silicone N. 2 Bambino è progettata per l'assistenza respiratoria e le manovre di rianimazione pediatrica. Realizzata interamente in silicone medico trasparente, garantisce un'ottima aderenza al viso del paziente e consente all'operatore una visibilità completa durante l'utilizzo.

La trasparenza della maschera permette infatti di monitorare facilmente eventuali secrezioni, il colore della cute e il corretto posizionamento durante la ventilazione.

È compatibile con la maggior parte dei palloni autoespandibili (Ambu) e dei ventilatori polmonari, risultando ideale per ospedali, pronto soccorso, ambulanze, studi medici e servizi di emergenza.

La mascherina è latex free, riducendo il rischio di reazioni allergiche, ed è autoclavabile fino a 40 cicli, caratteristica che ne consente il riutilizzo in sicurezza secondo i protocolli di sterilizzazione.

FAQ - Domande Frequenti

Per quale paziente è indicata questa mascherina?

È indicata per pazienti pediatrici grazie alla misura N. 2.

È compatibile con il pallone Ambu?

Sì, può essere utilizzata con qualsiasi pallone per rianimazione e con ventilatori polmonari compatibili.

Di quale materiale è realizzata?

È costruita interamente in silicone medicale trasparente.

Può essere sterilizzata?

Sì, è autoclavabile fino a 40 cicli.

Contiene lattice?

No, è completamente latex free.

Mascherina in Silicone N. 2 Bambino per rianimazione pediatrica, trasparente, latex free, compatibile con palloni Ambu e ventilatori polmonari. Autoclavabile fino a 40 cicli.