

PALLONE RIANIMATORE AMBU SPUR II - adulti con connettore della valvola a domanda



AMBU SPUR II ADULTO

- con mascherina n° 5 e reservoir
- con connettore della valvola a domanda -

325023000 PALLONI RIANIMAZIONE AMBU® SPUR II

- monopaziente Ambu SPUR II

Garantisce agli utenti un eccezionale controllo tattile e visivo durante le operazioni di rianimazione. Il pallone risponde prontamente, con una resistenza meccanica minima, inoltre l'esclusivo design assicura un volume di insufflazione ottimale con un recupero perfetto. La gamma è costituita dalle misure neonato, pediatrico e adulto. Tutti i palloni Ambu SPUR II sono forniti in una borsa per il trasporto in plastica richiudibile, completa di mascherina, reservoir, tubo ossigeno. I palloni sono classificati per colore per facilitare l'identificazione delle misure neonato, pediatrico e adulto.

Ambu SPUR II è progettato per garantire elevata sensibilità tattile, ottimo recupero elastico e ventilazione efficace anche durante utilizzi prolungati. La colorazione e la configurazione dedicata facilitano l'identificazione rapida della versione per adulti durante le emergenze.

FAQ - Domande e Risposte

Per quali pazienti è indicato questo pallone Ambu?

È indicato per pazienti adulti.

Il dispositivo è monouso?

Sì, il pallone rianimatore è monouso.

Cosa include la confezione?

Include pallone, maschera e reservoir.

È adatto all'uso professionale sanitario?

Sì, è progettato per emergenza e rianimazione professionale.

A cosa serve il connettore della valvola a domanda?

Permette una gestione efficace del supporto ventilatorio durante la ventilazione manuale.

Pallone rianimatore Ambu SPUR II adulti con connettore valvola a domanda.

Dispositivo monouso professionale per emergenza e ventilazione manuale.

Adatto per: Adulto > 30 kg

Volume insufflazione 1 mano 600 ml / 2 mani 1.000 ml

Volume insufflazione: 1.510 ml

Misure (lunghezza x diametro): 284x127 mm

Volume reservoir: 2.600 ml