

## **PALLONE RIANIMATORE AMBU SPUR II - adulti con connettore della valvola a domanda**



AMBU SPUR II ADULTO - con mascherina n° 5 e reservoir - con connettore della valvola a domanda - 325023000 PALLONI RIANIMAZIONE AMBU® SPUR II - monopaziente Ambu SPUR II garantisce agli utenti un eccezionale controllo tattile e visivo durante le operazioni di rianimazione. Il pallone risponde prontamente, con una resistenza meccanica minima, inoltre l'esclusivo design assicura un volume di insufflazione ottimale con un recupero perfetto. La gamma è costituita dalle misure neonato, pediatrico e adulto. Tutti i palloni Ambu SPUR II sono forniti in una borsa per il trasporto in plastica richiudibile, completa di mascherina, reservoir, tubo ossigeno. I palloni sono classificati per colore per facilitare l'identificazione delle misure neonato, pediatrico e adulto.

Adatto per: Adulto > 30 kg Volume insufflazione 1 mano 600 ml / 2 mani 1.000 ml Volume insufflazione: 1.510 ml Misure (lunghezza x diametro): 284x127 mm Volume reservoir: 2.600 ml