

PALLONE RIANIMATORE AMBU SPUR II - adulti



AMBU SPUR II ADULTI - con mascherina n°5 e sacca ossigeno

Ambu SPUR II garantisce agli utenti un eccezionale controllo tattile e visivo durante le operazioni di rianimazione. Il pallone risponde prontamente, con una resistenza meccanica minima, inoltre l'esclusivo design assicura un volume per movimento ottimale con un recupero perfetto. La gamma è costituita dalle misure adulto, pediatrico, neonato. Tutti i palloni Ambu SPUR II sono forniti in una borsa per il trasporto in plastica richiudibile, completa di mascherina, sacca ossigeno e tubo ossigeno. I palloni sono classificati per colore per una semplice identificazione delle misure adulto, bambino e neonato.

Grazie alla costruzione monouso, il pallone Ambu SPUR II contribuisce a ridurre il rischio di contaminazioni crociate, migliorando sicurezza igienica e gestione clinica nei contesti sanitari professionali.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il pallone Ambu SPUR II?

Serve per la ventilazione manuale e la rianimazione respiratoria in emergenza.

È adatto a pazienti adulti?

Sì, il modello è progettato per pazienti oltre 30 kg.

Il dispositivo è monouso?

Sì, è un pallone rianimatore monouso professionale.

Cosa include la confezione?

Include pallone, mascherina, reservoir e accessori per ossigenoterapia.

È utilizzabile in ambulanza e pronto soccorso?

Sì, è ideale per utilizzo ospedaliero e nelle emergenze territoriali.

Pallone rianimatore Ambu SPUR II adulti per ventilazione manuale e supporto respiratorio professionale in emergenza. Monouso con mascherina e reservoir.

Adatto per: Adulto > 30 kg

Volume insufflazione 1 mano 600 ml / 2 mani 1.000 ml

Volume insufflazione: 1.510 ml Misure (lunghezza x diametro): 284x127 mm

Volume reservoir: 2.600 ml