

PALLONE RIANIMATORE AMBU SPUR II - adulti



AMBU SPUR II ADULTI - con mascherina n°5 e sacca ossigeno Ambu SPUR II garantisce agli utenti un eccezionale controllo tattile e visivo durante le operazioni di rianimazione. Il pallone risponde prontamente, con una resistenza meccanica minima, inoltre l'esclusivo design assicura un volume per movimento ottimale con un recupero perfetto. La gamma è costituita dalle misure adulto, pediatrico, neonato. Tutti i palloni Ambu SPUR II sono forniti in una borsa per il trasporto in plastica richiudibile, completa di mascherina, sacca ossigeno e tubo ossigeno. I palloni sono classificati per colore per una semplice identificazione delle misure adulto, bambino e neonato.

Adatto per: Adulto > 30 kg Volume insufflazione 1 mano 600 ml / 2 mani 1.000 ml Volume insufflazione: 1.510 ml Misure (lunghezza x diametro): 284x127 mm Volume reservoir: 2.600 ml