

## **PALLONE RIANIMATORE AMBU SPUR II - pediatrico**



AMBU SPUR II Pediatrico - con mascherina n°1 e sacca ossigeno Ambu SPUR II garantisce agli utenti un eccezionale controllo tattile e visivo durante le operazioni di rianimazione. Il pallone risponde prontamente, con una resistenza meccanica minima, inoltre l'esclusivo design assicura un volume per movimento ottimale con un recupero perfetto. La gamma è costituita dalle misure adulto, pediatrico, neonato. Tutti i palloni Ambu SPUR II sono forniti in una borsa per il trasporto in plastica richiudibile, completa di mascherina, sacca ossigeno, tubo ossigeno e valvola limita pressione 4,0 kPa H<sub>2</sub>O. I palloni sono classificati per colore per una semplice identificazione delle misure adulto, bambino e neonato.

Adatto per: Pediatrico 10-30 Volume insufflazione 1 mano 450 ml Volume insufflazione: 670 ml  
Misure (lunghezza x diametro): 223x99 mm Volume reservoir: 2.600 ml