

PALLONE IN SILICONE - adulti - con mascherina



PALLONE IN SILICONE - adulti - con mascherina per rianimazione

Palloni rianimazione trasparenti in silicone e polisilicone, completamente autoclavabile a 134°C.

PALLONE IN SILICONE - adulti Fornito con mascherina N° 4 - volume 1.600 ml. Latex free.

Il Pallone in Silicone Adulti con Mascherina è un dispositivo per la ventilazione manuale progettato per le procedure di emergenza e rianimazione respiratoria. Realizzato in silicone e polisilicone trasparente, offre elevata affidabilità, lunga durata e la possibilità di essere completamente sterilizzato.

Il kit viene fornito completo di mascherina misura N. 4, risultando pronto all'utilizzo in ospedali, ambulanze, pronto soccorso, studi medici e servizi di emergenza.

Con una capacità di 1.600 ml, il pallone garantisce una ventilazione efficace del paziente adulto ed è compatibile con i principali accessori per la rianimazione.

Il dispositivo è autoclavabile fino a 134°C, caratteristica che permette il riutilizzo nel rispetto dei protocolli di sterilizzazione ospedalieri. Inoltre è latex free, riducendo il rischio di reazioni allergiche.

FAQ - Domande Frequenti

A chi è destinato questo pallone per rianimazione?

È progettato per la ventilazione manuale di pazienti adulti.

La mascherina è inclusa?

Sì, il dispositivo viene fornito completo di mascherina misura N. 4.

Può essere sterilizzato?

Sì, è completamente autoclavabile fino a 134°C.

Di quale materiale è realizzato?

È costruito in silicone e polisilicone trasparente di qualità medica.

Contiene lattice?

No, è completamente latex free.

Pallone in Silicone Adulti con Mascherina N. 4 per rianimazione manuale.

Capacità 1.600 ml, autoclavabile fino a 134°C, latex free, ideale per emergenza e strutture sanitarie.